

Шприц инсулиновый Паскаль Луер 1 мл

РЗН 2018/7245

инсулиновый, трехкомпонентный, объем 1 мл, с иглой,
соединение Луер, положение канюли центральное



ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ ООО, Россия

Характеристики

Тип	инсулиновый
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	1 мл
Игла	с иглой
Соединение	Луер
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Шприцы инъекционные 3-х компонентные однократного применения стерильный объемом 1 мл с наконечником концентрического типа соответствуют стандарту ГОСТ ISO 7886-1. Шприцы включают в себя цилиндр с силиконовым внутренним покрытием, поршень с уплотнителем и иглу надетую с предохранительным колпачком. Материал цилиндра — полипропилен. Упоры для пальцев не имеет заусенцев и острых краев. Цилиндр полностью прозрачный, для хорошей визуализации содержимого. Шкала — с цифровым обозначением через каждые десять делений — хорошо читаемая, точная, расположена строго параллельно вертикальной оси цилиндра и устойчивая к смыванию и истиранию при использовании. Градуировка шкалы 0,01 мл. Двойное стопорное кольцо на внутренней поверхности цилиндра предотвращает случайное выдергивание поршня в момент набора лекарственного средства.