

Шприц инъекционный Паскаль Луер трехкомпонентный

РЗН 2018/7245

инъекционный, трехкомпонентный, объем 2 мл / 3 мл /
5 мл / 10 мл / 20 мл, с иглой / без иглы, соединение
Луер, положение канюли центральное

ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ ООО, Россия



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	2 мл / 3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Шприцы инъекционные 3-х компонентные однократного применения стерильные с наконечником концентрического типа соответствуют стандарту ГОСТ ISO 7886-1. Шприцы включают в себя цилиндр с силиконовым внутренним покрытием, поршень с уплотнителем и иглу надетую с предохранительным колпачком. Материал цилиндра — полипропилен. Упоры для пальцев не имеет заусенцев и острых краев. Цилиндр полностью прозрачный, для хорошей визуализации содержимого. Шкала — с цифровым обозначением через каждые десять делений — хорошо читаемая, точная, расположена строго параллельно вертикальной оси цилиндра и устойчивая к смыванию и истиранию при использовании. Двойное стопорное кольцо на внутренней поверхности цилиндра предотвращает случайное выдергивание поршня в момент набора лекарственного средства. Упаковка вскрывается с небольшим усилием, что предотвращает самопроизвольное вскрытие, без образования бумажной бахромы. Нетоксично, апиrogenно. Метод стерилизации - этиленоксид. Срок стерилизации - 5 лет.