

Шприц инсулиновый Huaфу Medical интегрированный 1 мл

ФСЗ 2011/09382

инсулиновый, трехкомпонентный, объем 1 мл, с иглой,
соединение интегрированное, положение канюли
центральное

Zhejiang Huaфу Medical Equipment Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	инсулиновый
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	1 мл
Игла	с иглой
Соединение	интегрированное
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Гарантийный срок - 3 года со дня изготовления.
Описание: заточка иглы трехгранная лазерная, копьевидная, силиконовое покрытие инъекционной иглы
внутреннее и внешнее, стопорное кольцо внутри цилиндра, стерильная упаковка, уплотнительная манжета на
поршне.