

Шприц инсулиновый Медпром Луер / интегрированный 1 мл

ФСР 2010/09423

инсулиновый, трехкомпонентный, объем 1 мл, с иглой
/ без иглы, соединение Луер / интегрированное,
положение канюли центральное

МЕДПРОМ БОБЕНИ ПРОДАКШЕН ООО, Россия



Характеристики

Тип	инсулиновый
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	1 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер / интегрированное
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Шприц инсулиновый однократного применения в комплекте с иглой и без иглы, стерильный производится по ТУ 32.50.13-005-96673695-2017.