

Шприц инсулиновый KDM KD-JECT III

ФСЗ 2010/08748

инсулиновый, трехкомпонентный, объем 0.3 мл / 0.5
мл / 1 мл, с иглой, соединение Луер / Луер Лок /
интегрированное

KD Medical GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Тип	инсулиновый
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	0.3 мл / 0.5 мл / 1 мл
Игла	с иглой
Соединение	Луер / Луер Лок / интегрированное

Дополнительные характеристики

Шприц инсулиновый KDM KD-JECT III.

Характеристики:

- Наличие уплотнительной манжеты с двумя кольцами, что обеспечивает более плавное, без рывков, движение поршня.
- Стопорное кольцо предупреждает случайное извлечение поршня из цилиндра.
- Точная контрастная черная градуировка абсолютно прозрачный цилиндр улучшает контроль содержимого шприца.
- Цилиндр изготовлен из высококачественного полипропилена.
- Поршень изготовлен из полиэтилена низкого давления.

Каталожный номер	Объем	Инсулин	Соединение иглы	Игла в комплекте
870501	0.3 мл	U100	интегрированное	30G (0.3×8 мм)
870518	0.5 мл	U100	интегрированное	29G (0.33×12.7 мм)
870525	0.5 мл	U100	интегрированное	30G (0.3×8 мм)
870105	1.0 мл	U100	интегрированное	30G (0.3×12 мм)
870648	1.0 мл	-	Луер	0.33×12 мм
870785	1.0 мл	-	Луер Лок	0.33×12 мм

Срок годности: 5 лет.