

Шприц инсулиновый Medicare интегрированный 1 мл

ФСЗ 2012/12144

инсулиновый, трехкомпонентный, объем 1 мл, с иглой,
соединение интегрированное, положение канюли
центральное

Medicare Trade Ltd, Великобритания



Характеристики

Тип	инсулиновый
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	1 мл
Игла	с иглой
Соединение	интегрированное
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Используют для точного введения лекарственных препаратов в малых объемах (1 мл). Применяются в эндокринологии инсулиновые шприцы, фтизиатрии, неонатологии, а также для проведения аллергологических внутрикожных проб.

Особенности:

- трехкомпонентный шприц, состоит из трех частей: цилиндра, резинового поршня и плунжера (толкатель поршня);
- интегрирования (не съемная) игла с алмазной трехгранной заточкой;
- прозрачный цилиндр с четкой и стойкой к стиранию шкалой;
- поршень с плунжером изготовлено из синтетического материала, что не вызывает аллергических реакций;
- игла изготовлена из хромоникелевой стали;
- стопорное кольцо;
- не содержит латекс;
- стерильный апиrogenный, нетоксичный;
- для одноразового использования;
- индивидуальная упаковка.