


Шприц инсулиновый Momina Krepost Луер 1 мл / 2 мл

ФСЗ 2007/00155



инсулиновый, трехкомпонентный, объем 1 мл / 2 мл, с
иглой / без иглы, соединение Луер, положение канюли
центральное

Momina Krepost Corp., Болгария

Характеристики

Тип	инсулиновый
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	1 мл / 2 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Чистые медицинские полимеры, используемые в изготовлении шприцев, обеспечивают полностью прозрачные корпус и цилиндр, что позволяет четко определить емкость шприца и объем раствора. Цилиндр шприца абсолютно прозрачен, чтобы при введении лекарства можно было контролировать отсутствие воздушных пузырьков (исключается эмболия мелких сосудов), а четко пропечатанная шкала, нанесенная несмываемой краской, и всегда видимое конкретное положение поршня помогают оценивать надлежащий вид лекарственного средства. Безлатексный, полностью синтетический поршень позволяет избежать достаточно часто встречающейся патологии - латексной аллергии.