

Шприц инсулиновый Avanti Medical

ФСЗ 2012/13010

инсулиновый, трехкомпонентный, объем 1 мл, с иглой,
соединение интегрированное, положение канюли
центральное

Forans Eesti AS, Эстония



Характеристики

Тип	инсулиновый
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	1 мл
Игла	с иглой
Соединение	интегрированное
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Шприц инсулиновый Avanti Medical 1мл U100 предназначен для выполнения стандартных и специальных манипуляций в том числе и инъекций в салонах красоты.

Состав: шприц: цилиндр, поршень: полипропилен; уплотнитель: медицинская резина, не содержащая натуральный латекс; смазка: силиконовое масло втулка иглы и защитный колпачок: полипропилен; игла: специальная нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома и никеля.

Крепление иглы к втулке: эпоксидная смола.
Упаковка – 100 шт.