

Шприц инфузионный Shuangma Medical LEIKO Луер Лок 50 мл

ФСЗ 2010/08209

инфузионный, трехкомпонентный, объем 50 мл, с
иглой, соединение Луер Лок, положение канюли
центральное

Changzhou Shuangma Medical Devices Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	инфузионный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	50 мл
Игла	с иглой
Соединение	Луер Лок
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Материалы, используемые в производстве шприцев медицинских, стойкие к применяемому методу стерилизации, индифферентны и не изменяют физические и химические характеристики инъекционных препаратов.