

Шприц инъекционный Shuangma Medical LEIKO Луер
трехкомпонентный

ФСЗ 2010/08209

инъекционный, трехкомпонентный, объем 2 мл / 3 мл /
5 мл / 10 мл / 20 мл / 30 мл, с иглой, соединение Луер,
положение канюли краевое / центральное

Changzhou Shuangma Medical Devices Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	2 мл / 3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл / 30 мл
Игла	с иглой
Соединение	Луер
Положение канюли	краевое / центральное

Дополнительные характеристики

Материалы, используемые в производстве шприцев медицинских, стойкие к применяемому методу стерилизации, индифферентны и не изменяют физические и химические характеристики инъекционных препаратов.