

Шприц инсулиновый QGMD Q-Ject

ФСЗ 2012/12151

инсулиновый, двухкомпонентный / трехкомпонентный,
объем 0.3 мл / 0.5 мл / 1 мл, с иглой, соединение Луер
/ Луер Лок / интегрированное, положение канюли
центральное



Qatari German Company for Medical Devices, Арабские
Эмираты

Характеристики

Тип	инсулиновый
Исполнение	двухкомпонентный / трехкомпонентный
Объем	0.3 мл / 0.5 мл / 1 мл
Игла	с иглой
Соединение	Луер / Луер Лок / интегрированное
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Инсулиновый шприц предназначен для подкожного введения инсулина в необходимых концентрациях.

- абсолютно прозрачный цилиндр шприца способствует успешному контролю за введением медикаментов;
- наличие стопорного кольца снижает риск случайной утечки лекарств;
- резиновая уплотнительная манжета на поршне;
- плавный ход поршня обеспечивает мягкую инъекцию без рывков и боли;
- для плавности хода поршня и мягкости введения растворов применен силиконовый впрыск;
- съемная игла LUER (Луер- надета на шприц) произведена из специальной марки нержавеющей стали и имеет трехгранную лазерную заточку; внешне и внутренне покрыта слоем специализированного силикона;
- четкая, устойчивая к стиранию шкала.