

Шприц инфузионный Dispomed Луер Лок 50 мл

ФСЗ 2011/10568

инфузионный, трехкомпонентный, объем 50 мл, без
иглы, соединение Луер Лок, положение канюли
центральное

Dispomed Witt oHG, Германия



Характеристики

Тип	инфузионный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	50 мл
Игла	без иглы
Соединение	Луер Лок
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Назначение: шприц для точного, дозированного введения светочувствительных медицинских препаратов в условиях шприцевой перфузионной техники. Стерильный. Для однократного использования. Срок годности 5 лет.

Особенности:

- светонепроницаемый цилиндрический корпус черного цвета;
- два упорных жестких внешних крыла;
- центрально расположенный усиленный луер-лок разъем типа male;
- поршень с ребрами жесткости и фиксатором привода перфузора на торцевом конце, ограничитель (стопор) поршня;
- несмываемая маркировка до 50 мл с шагом 1 мл на одном из ребер жесткости;
- накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами, обеспечивающая плавность хода и герметичность;
- шприц устойчив к давлению в 6 bar.