

Шприц Жане Dispomed Луер / для катетера 100 мл / 120 мл

ФСЗ 2011/10568

Жане, трехкомпонентный, объем 100 мл / 120 мл, без
иглы, соединение Луер / для катетера, положение
канюли центральное

Dispomed Witt oHG, Германия



Характеристики

Тип	Жане
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	100 мл / 120 мл
Игла	без иглы
Соединение	Луер / для катетера
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Назначение: для проведения ирригации в области операционной манипуляции, промывания зондов, катетеров, введения препаратов.

Особенности:

- несмываемая маркировка объема с шагом 2 мл на корпусе шприца;
- дополнительное кольцо на поршне для удобства при манипуляциях;
- два дополнительных переходника на разъем типа Луер.