

Шприц инфузионный Эксимед 50 мл

ФСЗ 2010/07421

инфузионный, трехкомпонентный, объем 50 мл / 60 мл, с иглой / без иглы, соединение Луер / Луер Лок / для катетера, положение канюли центральное

Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Китай



Характеристики

Тип	инфузионный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	50 мл / 60 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер / Луер Лок / для катетера
Положение канюли	центральное