

Шприц инфузионный Эксимед KANPO Луер Лок / для катетера 50 мл

ФСЗ 2010/07615

инфузионный, трехкомпонентный, объем 50 мл, с
иглой / без иглы, соединение Луер Лок / для катетера,
положение канюли центральное

Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Китай



Характеристики

Тип	инфузионный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	50 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер Лок / для катетера
Положение канюли	центральное