

Шприц инсулиновый Эксимед KANPO интегрированный 1 мл

ФСЗ 2010/07615

инсулиновый, трехкомпонентный, объем 1 мл, с иглой,
соединение интегрированное, положение канюли
центральное

Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Китай



Характеристики

Тип	инсулиновый
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	1 мл
Игла	с иглой
Соединение	интегрированное
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Инсулиновый шприц с интегрированной иглой (несъемной) - обеспечивает отсутствие мертвого пространства, что позволяет ввести инсулин с минимальными потерями по сравнению с другими инсулиновыми шприцами. Стерильные, одноразового применения.