

Шприц инъекционный Эксимед KANPO Луер

ФСЗ 2010/07615

инъекционный, трехкомпонентный, объем 2 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл, с иглой / без иглы, соединение Луер, положение канюли центральное

Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Китай



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	2 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Шприц трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне, изготовлен из специальной медицинской марки PP. Для плавности хода поршня и мягкости введения растворов применен силиконовый впрыск. Игла LUER надета на шприц, является съемной. Имеет трхгранную лазерную заточку и произведена из специальной марки нержавеющей стали, покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона.