

Шприц инфузионный Q-Ject 50 мл

ФСЗ 2012/12151

инфузионный, трехкомпонентный, объем 50 мл, с
иглой / без иглы, соединение Луер / Луер Лок / для
катетера, положение канюли центральное

Qatari German Company for Medical Devices, Арабские
Эмираты



Характеристики

Тип	инфузионный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	50 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер / Луер Лок / для катетера
Положение канюли	центральное