

Шприц Жане Sitekmed 20 мл / 50 мл

ФСЗ 2007/00530

Жане, трехкомпонентный, объем 20 мл / 50 мл, с  
иглой / без иглы, соединение Луер, положение канюли  
краевое

Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument Co.,  
Китай



Характеристики

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Тип              | Жане               |
| Исполнение       | трехкомпонентный   |
| Объем            | 20 мл / 50 мл      |
| Игла             | с иглой / без иглы |
| Соединение       | Луер               |
| Положение канюли | краевое            |