

Шприц Жане Bayer 150 мл для катетера

РЗН 2018/6888

Жане, объем 150 мл, без иглы, соединение для катетера, положение канюли центральное

Bayer Medical Care, Inc., США



Характеристики

Тип	Жане
Объем	150 мл
Игла	без иглы
Соединение	для катетера
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Шприцы одноразовые для ангиографии в наборах (применяются для системы инъекторной MEDRAD Mark 7 Arterion для введения контрастных веществ и промывочных растворов с принадлежностями) производства Bayer Medical Care Inc. («Байер Медикал Кэа Инк.», США). Масса цилиндра шприца, включая плунжер Не более 109 г. Предельное давление 8273 кПа. Сделано без применения натурального латекса. Фабричная стерилизация (лучевая стерилизация). Индивидуальная упаковка стерильная (формованный жесткий полимерный лоток с бумажным клапаном). Количество в коробке 25 шт.

Шприцы одноразовые в наборах в составе:

- шприц 150 мл;
- трубка для быстрого заполнения.