

Шприц инъекционный B. Braun Injekt Luer Duo

ФСЗ 2012/12690

инъекционный, двухкомпонентный, объем 2 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл, с иглой, соединение Луер, положение канюли краевое

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	двухкомпонентный
Объем	2 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл
Игла	с иглой
Соединение	Луер
Положение канюли	краевое

Дополнительные характеристики

- Зеленый поршень удобен при определении объема наполнения.
- Движение поршня плавное и равномерное.
- Не содержит силикон и латекс.
- Ограничитель хода поршня для максимального наполнения шприца.
- Черная контрастная градуировка.
- Абсолютно прозрачный цилиндр шприца для контроля дозировки.

Injekt® Luer Duo, manufactured according to ISO 7886-1 and ISO 7864

Size	Cone	Graduation	Total Graduated Capacity	Gauge x Length (Needle)	Ø x Length (Needle)	Units Per Box	Code No. (REF)
2 ml	Centric	0.1 ml	3.0 ml	23 G x 1 ¼ "	0.6 x 30 mm	100 pcs.	4645022V
5 ml	Eccentric	0.2 ml	6.0 ml	22 G x 1 ¼ "	0.7 x 30 mm		4645057V
10 ml	Eccentric	0.5 ml	12.0 ml	21 G x 1 ½ "	0.8 x 40 mm		4645103V
20 ml	Eccentric	1.0 ml	24.0 ml	21 G x 1 ½ "	0.8 x 40 mm		4645200V

Расширенная градуировка для точного дозирования объемов, превышающих номинальный и применения малых шприцев для средних дозировок.
Шприцы изготовлены из полипропилена / полиэтилена.