

Шприц инъекционный B.Braun Injekt Luer Lock Solo

ФСЗ 2012/12690

инъекционный, двухкомпонентный, объем 2 мл / 5 мл /
10 мл / 20 мл, без иглы, соединение Луер Лок,
положение канюли центральное

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	двухкомпонентный
Объем	2 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл
Игла	без иглы
Соединение	Луер Лок
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

- Зеленый поршень удобен при определении объема наполнения.
- Движение поршня плавное и равномерное.
- Не содержит силикон и латекс.
- Ограничитель хода поршня для максимального наполнения шприца.
- Черная контрастная градуировка.
- Абсолютно прозрачный цилиндр шприца для контроля дозировки.

Injekt® Luer Lock Solo, manufactured according to ISO 7886-1

Size	Cone	Graduation	Total Graduated Capacity	Units Per Box	Code No. (REF)
2 ml	Centric	0.1 ml	3.0 ml	100 pcs.	4606701V
5 ml	Centric	0.2 ml	6.0 ml		4606710V
10 ml	Centric	0.5 ml	12.0 ml		4606728V
20 ml	Centric	1.0 ml	24.0 ml		4606736V

Расширенная градуировка для точного дозирования объемов, превышающих номинальный и применения малых шприцев для средних дозировок.
Шприцы изготовлены из полипропилена / полиэтилена.
В упаковке - 100 шт.