

Шприц Жане KDM KD-JECT III 100 мл

ФСЗ 2010/08748

Жане, трехкомпонентный, объем 100 мл, без иглы,
соединение для катетера, положение канюли
центральное

KD Medical GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Тип	Жане
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	100 мл
Игла	без иглы
Соединение	для катетера
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Шприц одноразовый катетерного типа KD-JECT III 100 мл (типа Жане) с насадкой катетерного типа и Luer-адаптером используется для промывания полостей пациента, для введения энтерального питания через зонд, а также специальных растворов, питательных сред или лекарственных препаратов. Возможно использование для внутривенных, внутрибрюшинных и интратрахеальных вливаний и для отсасывания различных жидкостей из организма.

Трехкомпонентный шприц с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня.

Не содержит латекс – маркировка LATEX FREE на колбе шприца.

Наконечник катетерного типа закрыт защитным колпачком.

В комплекте имеется Luer адаптер, позволяющий использовать шприц в комплекте с иглой.

Аспирационное кольцо на упорной планке поршня диаметром 20мм.

В основании колбы шприца расположены модифицированные упоры с выемками для пальцев. Длина упоров 20 мм.

Прозрачность колбы поршня - transparent - 0.95 п.

Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 Дж.).

Срок годности 5 лет.