

Шприц Жане KDM KD-JECT III 150 мл

ФСЗ 2010/08748

Жане, трехкомпонентный, объем 150 мл, соединение для катетера, положение канюли центральное

KD Medical GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Тип	Жане
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	150 мл
Соединение	для катетера
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Шприц одноразовый катетерного типа KD-JECT III 150 мл (типа Жане) используется для промывания полостей пациента, для введения энтерального питания через зонд, а также специальных растворов, питательных сред или лекарственных препаратов. Возможно использование для внутривенных, внутрибрюшинных и интратрахеальных вливаний и для отсасывания различных жидкостей из организма.

- Упорное кольцо на поршне и модифицированные упоры позволяют работать одной рукой.
- Стопорное кольцо предупреждает случайное извлечение поршня из цилиндра.
- Черная нестираемая контрастная градуировка на колбе.
- Абсолютно прозрачный цилиндр обеспечивает контроль содержимого шприца.
- Цилиндр изготовлен из высококачественного полипропилена.
- Поршень изготовлен из полиэтилена низкого давления.

Срок годности 5 лет.
Катетерный тип канюли.
В упаковке 40 шт.