

Шприц инфузионный Apexmed Луер Лок 50 мл

ФСЗ 2008/02859

инфузионный, трехкомпонентный, объем 50 мл, с
иглой, соединение Луер Лок, положение канюли
центральное

Apexmed International B. V., Нидерланды



Характеристики

Тип	инфузионный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	50 мл
Игла	с иглой
Соединение	Луер Лок
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

- трехкомпонентный;
- поршень с силиконовой смазкой;
- четкая, несмываемая шкала на корпусе;
- коннектор типа Луер-Лок;
- светозащитный шприц темно-янтарного цвета (амбер), защита препаратов от УФ-лучей с длиной волны 290 - 400 нм.