

Шприц инъекционный KDM KD-JECT без иглы

ФСЗ 2010/08748

инъекционный, двухкомпонентный, объем 2 мл / 2.5 мл / 3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл, без иглы, соединение Луер, положение канюли краевое / центральное

KD Medical GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	двухкомпонентный
Объем	2 мл / 2.5 мл / 3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл
Игла	без иглы
Соединение	Луер
Положение канюли	краевое / центральное

Дополнительные характеристики

Плавное, без рывков, движение поршня.
Цилиндр и поршень шприца не содержат силикона и латекса.
Стопорное кольцо предупреждает случайное извлечение поршня из цилиндра.
Черная нестираемая контрастная градуировка на колбе шприца.
Абсолютно прозрачный цилиндр обеспечивает контроль содержимого шприца.
Цилиндр шприца изготовлен из высококачественного полипропилена.
Поршень шприца изготовлен из полиэтилена низкого давления.
Срок годности 5 лет.