

Шприц инъекционный KDM KD-JECT III Луер Лок

ФСЗ 2010/08748

инъекционный, трехкомпонентный, объем 2 мл / 3 мл /
5 мл / 10 мл / 20 мл / 30 мл / 50 мл, без иглы,
соединение Луер Лок

KD Medical GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	2 мл / 3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл / 30 мл / 50 мл
Игла	без иглы
Соединение	Луер Лок

Дополнительные характеристики

- Наличие уплотнительной манжеты с двумя кольцами, что обеспечивает более плавное, без рывков, движение поршня шприца.
- Стопорное кольцо предупреждает случайное извлечение поршня из цилиндра.
- Точная контрастная черная градуировка нанесена на колбу.
- Абсолютно прозрачный цилиндр улучшает контроль содержимого шприца.
- Цилиндр изготовлен из высококачественного полипропилена.
- Поршень изготовлен из полиэтилена низкого давления.
- Срок годности 5 лет.