

Шприц инъекционный KDM KD-JECT с иглой

ФСЗ 2010/08748

инъекционный, двухкомпонентный, объем 2 мл / 2.5 мл / 3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл, с иглой, соединение Луер, положение канюли краевое / центральное

KD Medical GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	двухкомпонентный
Объем	2 мл / 2.5 мл / 3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл
Игла	с иглой
Соединение	Луер
Положение канюли	краевое / центральное

Дополнительные характеристики

- Плавное, без рывков, движение поршня.
- Цилиндр и поршень шприца не содержат силикона и латекса.
- Стопорное кольцо предупреждает случайное извлечение поршня из цилиндра.
- Черная нестираемая контрастная градуировка на колбе шприца.
- Абсолютно прозрачный цилиндр обеспечивает контроль содержимого шприца.
- Цилиндр шприца изготовлен из высококачественного полипропилена.
- Поршень шприца изготовлен из полиэтилена низкого давления.
- Срок годности 5 лет.

Объем	Игла в комплекте
Шприц KDM 2 мл	23G (0.60×30 мм)
Шприц KDM 2 мл	21G (0.80×40 мм)
Шприц KDM 5 мл	22G (0.70×30 мм)
Шприц KDM 5 мл	22G (0.70×40 мм)
Шприц KDM 5 мл	21G (0.80×40 мм)
Шприц KDM 10 мл	21G (0.80×40 мм)
Шприц KDM 20 мл	21G (0.80×40 мм)