

Шприц инъекционный KDM KD-JECT III Луер

ФСЗ 2010/08748

инъекционный, трехкомпонентный, объем 2 мл / 3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл / 30 мл / 50 мл, с иглой / без иглы, соединение Луер

KD Medical GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	2 мл / 3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл / 30 мл / 50 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер

Дополнительные характеристики

Наличие уплотнительной манжеты с двумя кольцами, что обеспечивает более плавное, без рывков, движение поршня шприца.

Стопорное кольцо предупреждает случайное извлечение поршня из цилиндра.

Точная контрастная черная градуировка нанесена на колбу.

Абсолютно прозрачный цилиндр улучшает контроль содержимого шприца.

Цилиндр изготовлен из высококачественного полипропилена.

Поршень изготовлен из полиэтилена низкого давления.

Срок годности 5 лет.

Исполнение с иглой и без иглы.

Объем	Игла в комплекте
Шприц КДМ KD-Ject III 2 мл	23G (0.60×30 мм)
Шприц КДМ KD-Ject III 3 мл	23G (0.60×30 мм)
Шприц КДМ KD-JECT 5 мл	22G (0.70×40 мм)
Шприц КДМ KD-JECT 5 мл	21G (0.80×40 мм)
Шприц КДМ KD-Ject III 10 мл	21G (0.80×40 мм)
Шприц КДМ KD-Ject III 20 мл	21G (0.80×40 мм)