

Шприц инфузионный Terumo 60 мл

ФСЗ 2010/08655

инфузионный, трехкомпонентный, объем 60 мл, без иглы, соединение Луер / Луер Лок / для катетера, положение канюли краевое / центральное

TERUMO Corporation, Филиппины



Характеристики

Тип	инфузионный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	60 мл
Игла	без иглы
Соединение	Луер / Луер Лок / для катетера
Положение канюли	краевое / центральное

Дополнительные характеристики

Двуслойный уплотнитель поршня обеспечивает полную герметичность шприцов Терумо. Специальный термопластичный безлатексный материал уплотнителя позволяет двигать поршень во время инъекции плавно и точно. Эргономичные упоры для пальцев на цилиндре и на поршне очень удобны и способствуют точному введению препарата. Пузырьки воздуха и помутнения вводимых препаратов не останутся незамеченными благодаря практически прозрачному цилиндру шприца. Фирма Терумо производит оранжевые светонепроницаемые (темные) шприцы объемом 50 мл для введения с помощью шприцевых дозаторов светочувствительных лекарственных препаратов с винтовым соединителем Луер-Лок.