

Шприц инъекционный Terumo Луер / Луер Лок

ФСЗ 2010/08655

инъекционный, трехкомпонентный, объем 3 мл / 5 мл /
10 мл / 20 мл / 30 мл, с иглой / без иглы, соединение
Луер / Луер Лок, положение канюли центральное

TERUMO Corporation, Филиппины



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл / 30 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер / Луер Лок
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Двуслойный уплотнитель поршня обеспечивает полную герметичность шприцов Terumo. Специальный термопластичный безлатексный материал уплотнителя позволяет двигать поршень во время инъекции плавно и точно. Эргономичные упоры для пальцев на цилиндре и на поршне очень удобны и способствуют точному введению препарата. Пузырьки воздуха и помутнения вводимых препаратов не останутся незамеченными благодаря практически прозрачному цилиндру шприца Terumo.