

Шприц инъекционный Vogt Medical безопасный

РЗН 2016/3938

инъекционный, трехкомпонентный, объем 1 мл / 3 мл /

5 мл / 10 мл / 20 мл, с иглой, соединение Луер / Луер

Лок, положение канюли центральное

Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	1 мл / 3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл
Игла	с иглой
Соединение	Луер / Луер Лок
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Безопасные шприцы и иглы Vogt Medical обеспечивают защиту медицинских работников. Особенностью безопасных шприцев фирмы Vogt Medical является возможность закрыть или убрать иглу после выполнения процедуры. При этом медицинский персонал защищён от случайного контакта с иглой.

Особенности:

- предназначены для введения лекарственных веществ при стандартных и специальных манипуляциях;
- абсолютно прозрачный цилиндр помогает успешно осуществлять контроль за введением медикаментов;
- плавное движение поршня обеспечивает мягкую инъекцию без рывков и боли;
- безлатексный уплотнитель уменьшает риск развития аллергической реакции чёткая градуировка служит для удобства пользователя;
- стопорное кольцо снижает риск случайного вытекания лекарства;
- шприцы, у которых после выполнения манипуляции иглу закрывают специальным колпачком;
- шприцы, у которых игла убирается в цилиндрический корпус шприца;
- безопасные иглы оснащены специальным встроенным защитным колпачком;
- безопасные иглы могут быть использованы с любыми стандартными шприцами;
- все безопасные иглы имеют стандартный срез.