

Шприц Жане Vogt Medical

ФСЗ 2010/06850

Жане, трехкомпонентный, объем 50 мл / 60 мл / 100 мл, с иглой / без иглы, соединение Луер / Луер Лок / для катетера, положение канюли краевое / центральное

Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия



Характеристики

Тип	Жане
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	50 мл / 60 мл / 100 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер / Луер Лок / для катетера
Положение канюли	краевое / центральное

Дополнительные характеристики

Шприцы Жане Vogt Medical применяются для проведения различных манипуляций, доступных в различных вариантах исполнения. Подходят для использования в урологии для промывания мочевого пузыря, в гастроэнтерологии для промывания желудка или в интенсивной терапии для введения катехоламинов.

Особенности:

- абсолютно прозрачный цилиндр шприца помогает успешно осуществить контроль за введением медикаментов;
- плавный ход поршня обеспечивает мягкую инъекцию без рывков и боли;
- наличие стопорного кольца снижает риск случайной утечки лекарства;
- имеется возможность выбора наконечников (Луер, Луер Лок, катетерный тип), в зависимости от проводимой манипуляции;
- эргономичная индивидуальная упаковка шприца упрощает процедуру подготовки к инъекции.