

Шприц инъекционный Vogt Medical двухкомпонентный

ФСЗ 2010/06850

инъекционный, двухкомпонентный, объем 2 мл / 3 мл /
5 мл / 10 мл / 20 мл, с иглой / без иглы, соединение
Луер / Луер Лок, положение канюли центральное

Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	двухкомпонентный
Объем	2 мл / 3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер / Луер Лок
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Предназначены для стандартных инъекций, а также для забора крови.

Особенности:

- используются для введения лекарственных веществ при стандартных манипуляциях;
- абсолютно прозрачный цилиндр помогает успешно осуществлять контроль за введением медикаментов;
- плавное движение поршня обеспечивает мягкую инъекцию без рывков и боли;
- чёткая градуировка служит для удобства пользователя стопорное кольцо снижает риск случайного вытекания лекарства.