

Шприц инсулиновый Vogt Medical

ФСЗ 2010/06850

инсулиновый, трехкомпонентный, объем 0.3 мл / 0.5
мл / 1 мл, с иглой / без иглы, соединение Луер /
интегрированное, положение канюли центральное



Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия

Характеристики

Тип	инсулиновый
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	0.3 мл / 0.5 мл / 1 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер / интегрированное
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Инсулиновые шприцы Vogt Medical изготовлены в соответствии с передовыми технологиями, удобны и просты в обращении. Как медицинские работники, так и пациенты доверяют качеству инсулиновых шприцов Vogt Medical уже много лет. Инсулиновые шприцы с интегрированной иглой обеспечивают полное введение дозы инсулина за счет снижения объема мертвого пространства.

Особенности:

- предназначены для выполнения подкожных инъекций инсулина;
- безлатексный поршень устраняет риск развития аллергической реакции на натуральный латекс;
- чёткая градуировка служит для удобства пользователя;
- оптимальная геометрия острия иглы обеспечивает атравматичную инъекцию;
- цветная кодировка помогает выбрать правильный тип шприца;
- защитный колпачок обеспечивает стерильность инъекционной иглы;
- предназначены только для одноразового применения.