

Шприц инъекционный Vogt Medical самоблокирующийся

РЗН 2016/4164

инъекционный, трехкомпонентный, объем 0.1 мл / 0.3 мл / 0.5 мл, с иглой, соединение интегрированное, положение канюли центральное

Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	0.1 мл / 0.3 мл / 0.5 мл
Игла	с иглой
Соединение	интегрированное
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Самоблокирующиеся шприцы фирмы Vogt Medical отличаются тем, что их невозможно использовать вторично. В конце хода поршня (при введении лекарственного средства шприц блокируется и становится непригодным для последующего использования. Этот тип шприцев рекомендуется для проведения вакцинации.

Особенности:

- предназначены для введения лекарственных веществ при стандартных и специальных манипуляциях;
- абсолютно прозрачный цилиндр помогает успешно осуществлять контроль за введением медикаментов;
- плавное движение поршня обеспечивает мягкую инъекцию без рывков и боли;
- безлатексный уплотнитель уменьшает риск развития аллергической реакции;
- четкая градуировка служит для удобства пользователя;
- стопорное кольцо снижает риск случайного вытекания лекарства;
- в ассортименте имеются две модификации: с механизмом блокирования пружинного упора поршня и с функцией отделения штока от поршня;
- уплотнитель без латекса уменьшает риск развития аллергической реакции.