

Шприц инъекционный Vogt Medical трехкомпонентный

ФСЗ 2010/06850

инъекционный, трехкомпонентный, объем 2 мл / 2.5 мл / 3 мл / 5 мл / 6 мл / 10 мл / 12 мл / 20 мл / 22 мл, с иглой / без иглы, соединение Луер / Луер Лок, положение канюли центральное

Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	2 мл / 2.5 мл / 3 мл / 5 мл / 6 мл / 10 мл / 12 мл / 20 мл / 22 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер / Луер Лок
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Шприцы инъекционные Vogt Medical трехкомпонентные предназначены для стандартных и специальных инъекций. Способны обеспечить безопасность как для пациентов, так и для медицинского персонала. Высокий уровень доверия.

Особенности:

- предназначены для введения лекарственных веществ при стандартных и специальных манипуляциях;
- абсолютно прозрачный цилиндр помогает успешно осуществлять контроль за введением медикаментов;
- плавное движение поршня обеспечивает мягкую инъекцию без рывков и боли;
- безлатексный уплотнитель уменьшает риск развития аллергической реакции;
- чёткая градуировка служит для удобства пользователя;
- стопорное кольцо снижает риск случайного вытекания лекарства;
- имеется возможность выбора наконечников (Луер, Луер Лок) в зависимости от проводимой манипуляции.