

Шприц туберкулиновый Vogt Medical

ФСЗ 2010/06850

туберкулиновый, трехкомпонентный, объем 1 мл, с  
иглой, соединение Луер, положение канюли  
центральное

Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия



Характеристики

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Тип              | туберкулиновый   |
| Исполнение       | трехкомпонентный |
| Объем            | 1 мл             |
| Игла             | с иглой          |
| Соединение       | Луер             |
| Положение канюли | центральное      |

Дополнительные характеристики

**Туберкулиновые шприцы Vogt Medical** предназначены для введения туберкулиновых антигенов и разработаны в соответствии с их назначением.

**Особенности:**

- абсолютно прозрачный цилиндр шприца, изготовленный из полипропилена, помогает успешно осуществить контроль за введением медикаментов;
- чёрная нестираемая шкала с ценой деления 0,01 мл обеспечивает точность дозирования вакцины;
- наличие стопорного кольца на цилиндре обеспечивает герметичность шприца и снижает риск случайной утечки лекарственного препарата;
- плавный ход поршня обеспечивает мягкую инъекцию без рывков и боли;
- шприцы поставляются с надетой иглой.