

Шприц инфузионный B. Braun Original Perfusor Syringe 20 мл

ФСЗ 2009/05984

инфузионный, трехкомпонентный, объем 20 мл, с
иглой / без иглы, соединение Луер Лок, положение
канюли центральное

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Тип	инфузионный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	20 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер Лок
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

Одноразовый стерильный оригинальный шприц ПЕРФУЗОР для шприцевых насосов (Original Perfusor Syringe 20 ml, Luer Lock).

Усиленная канюля Люэр лок;
Дополнительное уплотнительное кольцо на поршне, что особенно важно **при режимах инфузии с высоким риском** для пациента, например:
- автоматизированная инфузия через катетеры малого диаметра (новорожденные, эпидуральная и проводниковая анальгезия и др.);
- автоматизированная инфузия с высокой скоростью;
- автоматизированная инфузия внутриартериальная.

Description (Needle 1.7 x 2.0 mm)	Size	Cone	Graduation	Total Graduated Capacity	Units Per Box	Code No. (REF)
Without Aspiration Needle	20 ml	Centric	1.0 ml	20 ml	50 pcs.	8728615
Aspiration Needle	20 ml					8728623