

# Шприц инфузионный B.Braun Original Perfusor Syringe 50 мл

ФСЗ 2009/05984

инфузионный, трехкомпонентный, объем 50 мл, с  
иглой / без иглы, соединение Луер Лок, положение  
канюли центральное

B.Braun Melsungen AG, Германия



## Характеристики

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Тип              | инфузионный        |
| Исполнение       | трехкомпонентный   |
| Объем            | 50 мл              |
| Игла             | с иглой / без иглы |
| Соединение       | Луер Лок           |
| Положение канюли | центральное        |

## Дополнительные характеристики

Одноразовый стерильный оригинальный шприц ПЕРФУЗОР для шприцевых насосов (Original Perfusor Syringe 50 ml, Luer Lock).

Усиленная канюля Люэр лок;  
Дополнительное уплотнительное кольцо на поршне, что особенно важно **при режимах инфузии с высоким риском** для пациента, например:  
- автоматизированная инфузия через катетеры малого диаметра (новорожденные, эпидуральная и проводниковая анальгезия и др.);  
- автоматизированная инфузия с высокой скоростью;  
- автоматизированная инфузия внутриартериальная.

| Description (Needle 1.7 x 2.0 mm)                                           | Size  | Cone    | Graduation | Total Graduated Capacity | Units Per Box | Code No. (REF) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------------------|---------------|----------------|
| Without Aspiration Needle                                                   | 50 ml | Centric | 1.0 ml     | 50 ml                    | 100 pcs.      | 8728844F-06    |
| Aspiration Needle                                                           | 50 ml |         |            |                          |               | 8728810F -06   |
| Aspiration Needle with 15 µm particle filter                                | 50 ml |         |            |                          |               | 8728852F-06    |
| Aspiration Needle with 15 µm particle filter, light protection up to 520 nm | 50 ml |         |            |                          |               | 8728861F-06    |