

Шприц инъекционный B.Braun Omnifix Luer Duo

ФСЗ 2012/12692

инъекционный, трехкомпонентный, объем 2 мл / 3 мл /
5 мл / 10 мл / 20 мл, с иглой, соединение Луер,
положение канюли краевое / центральное

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	2 мл / 3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл
Игла	с иглой
Соединение	Луер
Положение канюли	краевое / центральное

Дополнительные характеристики

Омнификс Дуо — одноразовый шприц для инъекций с приложенной иглой «Стерикан».

Поршень с двумя уплотнительными кольцами:

- не содержит натуральный латекс, сделан из полимера;
- соответствует ISO 10993 и DIN EN 30993 (биосовместимость медицинских изделий).

Ограничитель хода поршня предупреждает случайное извлечение поршня из цилиндра.
Черная нестираемая контрастная градуировка.
Абсолютно прозрачный цилиндр для контроля дозировки шприцы изготовлены из полипропилена.
Цветовая кодировка упаковки для быстрого определения размера.

Size	Cone	Graduation	Total Graduated Capacity	Gauge x Length (Needle)	Ø x Length (Needle)	Units Per Box	Code No. (REF)
2 ml	Centric	0.1 ml	2.5 ml	23 G x 1 ¼ "	0.6 x 30 mm	100 pcs.	4643100V
3 ml	Centric	0.1 ml	3.0 ml	23 G x 1 ¼ "	0.6 x 30 mm		4643102V
5 ml	Eccentric	0.2 ml	5.0 ml	22 G x 1 ¼ "	0.7 x 30 mm		4643119V
10 ml	Eccentric	0.5 ml	12.0 ml	21 G x 1 ½ "	0.8 x 40 mm		4643127V
20 ml	Eccentric	1.0 ml	20.0 ml	21 G x 1 ½ "	0.8 x 40 mm		4643135V

В упаковке - 100 шт.