


Шприц инъекционный B.Braun Omnifix Luer Solo

ФСЗ 2012/12692

инъекционный, трехкомпонентный, объем 2 мл / 3 мл /
5 мл / 10 мл / 20 мл / 30 мл / 50 мл, без иглы,
соединение Луер, положение канюли краевое

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	2 мл / 3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл / 30 мл / 50 мл
Игла	без иглы
Соединение	Луер
Положение канюли	краевое

Дополнительные характеристики

Омнификс — одноразовые трехкомпонентные шприцы.

Поршень с двумя уплотнительными кольцами:

- не содержит натуральный латекс, сделан из полимера;
- соответствует ISO 10993 и DIN EN 30993 (биосовместимость медицинских изделий).

Ограничитель хода поршня предупреждает случайное извлечение поршня из цилиндра.
Черная нестираемая контрастная градуировка.
Абсолютно прозрачный цилиндр для контроля дозировки шприцы изготовлены из полипропилена.
Цветовая кодировка упаковки для быстрого определения размера.

Size	Cone	Graduation	Total Graduated Capacity	Units Per Box	Code No. (REF)
2 ml	Centric	0.1 ml	2.5 ml	100 pcs.	4616022V
3 ml	Centric	0.1 ml	3.0 ml		4616025V
5 ml	Eccentric	0.2 ml	5.0 ml		4616057V
10 ml	Eccentric	0.5 ml	12.0 ml		4616103V
20 ml	Eccentric	1.0 ml	20.0 ml		4616200V
30 ml	Eccentric	1.0 ml	30.0 ml		4616308F
50 ml	Eccentric	1.0 ml	60.0 ml		4616502F

В упаковке - 100 шт.