

Шприц-ручка Autopen Classic

ФСЗ 2010/07710

многоразовый, корпус пластик, объем 3 мл, 21 / 42,
без иглы

Owen Mumford Ltd., Великобритания



Характеристики

Тип	многоразовый
Материал корпуса	пластик
Объем	3 мл
Максимальная разовая доза	21 / 42 единиц
Шаг	1 / 2 единиц
Игла	без иглы

Дополнительные характеристики

Автоматические шприц-ручки Autopen Classic предназначены для использования с инсулинами:

- Росинсулин НПХ и Р;
- Ринсулин НПХ и Р;
- гормон роста Растан;
- Генсулин;
- Биосулин;
- Росинсулин;
- Ринсулин Р;
- Хумулин Н;
- Eli Lilly.

Шприц-ручки Autopen Classic совместимы со всеми одноразовыми иглами:

- Microfine+;
- Novofine;
- Acti-Fine;
- PenFine;
- KDM;
- Droplet;
- Insupen;
- Unifine Pentips.