

Шприц-ручка автоматическая для введения инсулина ГЕНСУПЕН / GENSUPEN

ФСЗ 2011/08979

многоразовый, корпус пластик, объем 3 мл, 40, без
иглы

Copernicus Sp. z .o.o., Польша



Характеристики

Тип	многоразовый
Материал корпуса	пластик
Объем	3 мл
Максимальная разовая доза	40 единиц
Шаг	2 единиц
Игла	без иглы

Дополнительные характеристики

- Автоматическая шприц-ручка для введения инсулина Генсулин Р, Генсулин Н, Генсулин М30. Устройство для введения инсулина.
- легко видны цифры при наборе дозы;
 - легко проверять содержимое картриджа: зеленая точка показывает окончание инъекции;
 - очень приятный материал покрытия;
 - звуковой сигнал при каждом шаге во время набора дозы;
 - легко возвращать поршень в исходное положение;
 - удобна в обращении;
 - эргономичное выполнение инъекции.