

Шприц-ручка БиоматикПен М

РЗН 2020/1 0093

многоразовый, корпус металл, объем 3 мл, 60, без
иглы

Ypsomed AG, Швейцария



Характеристики

Тип	многоразовый
Материал корпуса	металл
Объем	3 мл
Максимальная разовая доза	60 единиц
Шаг	1 единиц
Игла	без иглы

Дополнительные характеристики

Модель шприц ручки с удобным электронным дисплеем производства компании Фармстандарт. Дозатор позволяет устанавливать дозу от 1 до 60 единиц с шагом в 1 единицу. Набор дозы осуществляется с помощью специального барабана и отображается цифрой на дисплее. Срок службы пен-инъектора равен продолжительности жизни несменяемого элемента питания в электронном дисплее и составляет 2 года. После ее окончания ручка подлежит замене. Для того, чтобы пользоваться шприц-ручкой, не нужно обладать какими-то специальными навыками, поэтому изделие идеально подходит для диабетиков любого возраста. Подходит для применения со следующими препаратами:

- Биосулин Р;
- Биосулин Н;
- Гормон роста Растан.