

Шприц-ручка для введения инсулина Возулим Пен Роял

ФСЗ 2009/04489

многоразовый, корпус пластик, объем 3 мл, 60, без
иглы

Wockhardt Limited, Индия



Характеристики

Тип	многоразовый
Материал корпуса	пластик
Объем	3 мл
Максимальная разовая доза	60 единиц
Шаг	1 единиц
Игла	без иглы

Дополнительные характеристики

Возулим Пен Роял – это легкая в использовании многоразовая автоматическая шприц-ручка, обеспечивающая удобное и экономное высвобождение заданной дозы инсулина из картриджа объемом 3 мл.