

Шприц-ручка одноразовая РОСИНСУЛИН

РЗН 2014/1791

одноразовый, корпус пластик, объем 3 мл, без иглы

Завод Медсинтез ООО, Россия



Характеристики

Тип	одноразовый
Материал корпуса	пластик
Объем	3 мл
Игла	без иглы

Дополнительные характеристики

- картридж с инсулином растворимым (человеческий генно-инженерный) РОСИНСУЛИН Р, раствор для инъекций 100 МЕ/мл ФСП-ЛСР-002479/09-270309;
- картридж с инсулином-изофан (человеческий генно-инженерный) РОСИНСУЛИН С, суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл ФСП-ЛСР-002480/09-270309;
- картридж с инсулином двухфазным (человеческий генно-инженерный) РОСИНСУЛИН М микс 30/70, суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл ФСП-ЛП-000645-280911;
- картридж с инсулином гларгин, раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл ЛП-004480-280917;
- картридж с инсулином лизпро, раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл ЛП-004572-061217;
- картридж с фоллитропином альфа Примапур, раствор для подкожного введения 22 мкг/0,5 мл, 33 мкг/0,75 мл, 66 мкг/1,5 мл.