

Шприц-ручка РОСИНСУЛИН КомфортПен многократного применения

РЗН 2014/1791

многоразовый, корпус пластик, объем 3 мл, 60, без иглы

Завод Медсинтез ООО, Россия



Характеристики

Тип	многоразовый
Материал корпуса	пластик
Объем	3 мл
Максимальная разовая доза	60 единиц
Шаг	1 единиц
Игла	без иглы

Дополнительные характеристики

Многоразовые шприц-ручки производятся для удобства введения Росинсулина в картриджах. Шприц-ручки имеют уникальный запатентованный механизм возврата неправильно установленной дозы. Шкала с ценой деления 1 единица.