

Шприц инфузионный SET Medical set inject 50 мл

ФСЗ 2011/09507

инфузионный, трехкомпонентный, объем 50 мл, с
иглой / без иглы, соединение Луер / Луер Лок / для
катетера, положение канюли центральное

Set Medikal San. ve Tic A.S., Турция



Характеристики

Тип	инфузионный
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	50 мл
Игла	с иглой / без иглы
Соединение	Луер / Луер Лок / для катетера
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

- пластик с прозрачностью стекла и медицинской чистотой;
- уплотнительное кольцо не содержащее латекса;
- лёгкое и удобное движение поршня;
- высокая герметичность;
- конструкция с отметкой ограничителем, предотвращающей лёгкое извлечение поршня из цилиндра;
- шприцы светозащитные Amber; позволяющие контролировать уровень жидкости, и предотвращающие проникновение УФ-лучей с длиной волн до 550 нм;
- непрозрачные шприцы; полностью предотвращает пропускание света при использовании светочувствительных жидкостей.