

Шприц инсулиновый SET Medical set inject 1 мл

ФСЗ 2011/09507

инсулиновый, трехкомпонентный, объем 1 мл, с иглой,
соединение интегрированное, положение канюли
центральное



Set Medikal San. ve Tic A.S., Турция

Характеристики

Тип	инсулиновый
Исполнение	трехкомпонентный
Объем	1 мл
Игла	с иглой
Соединение	интегрированное
Положение канюли	центральное

Дополнительные характеристики

- пластик с прозрачностью стекла и медицинской чистотой;
- уплотнитель не содержит латекса;
- лёгкое и удобное движение поршня;
- высокая герметичность;
- конструкция с отметкой ограничителем, предотвращающей лёгкое извлечение поршня из цилиндра.